

产品概述

HS Premix-UNG (Probe qPCR) 是采用探针法进行 Real Time PCR 定性、定量反应的专用试剂。含有常温下完全封闭 Taq 酶活性的化学修饰法热启动 HS Taq，能够有效抑制低温条件下引物非特异性退火或者引物聚体引起的非特异性扩增，提高扩增反应的特异性。本试剂采用优化配方的 qPCR 专用 Buffer 和 UNG/dUTP 防污染系统，可以在较宽的定量区域内得到良好的标准曲线，准确进行定量，能够有效防止 PCR 产物残留、气溶胶污染导致的假阳性扩增。本试剂与多数厂家的荧光定量 PCR 仪兼容，如 Applied Biosystems、Eppendorf、Bio-Rad 和 Roche 等。

试剂组成

2×HS Premix-UNG (Probe qPCR)

*本试剂已含有 HS Taq、UNG、PCR Buffer、MgCl₂、dNTPs、稳定剂等成分。

保存条件

-20℃长期保存，4℃可保存 3 个月。使用前应混匀，避免反复冻融。

qPCR 反应体系配制

试 剂	25 μL 体系	50 μL 体系	终浓度
2×HS Premix-UNG (Probe qPCR)	12.5 μL	25 μL	1×
25×Primer-Probe Mix ¹	1 μL	2 μL	1×
Template DNA ²	---	---	---
ddH ₂ O	To 25 μL	To 50 μL	---

- 通常引物终浓度为 0.2 μM 可以得到较好结果；反应性能较差时，可以在 0.2~1 μM 范围内调整引物浓度。通常探针浓度在 0.1~0.3 μM 范围内优化。可进行浓度梯度的实验，寻找引物和探针的最佳组合。
- 不同种类的 DNA 模板中含有的靶基因的拷贝数不同，必要时可进行梯度稀释，确定最佳的 DNA 模板添加量。

反应条件

步骤	温度	时长	循环数
消化	50℃	2 min	1
热启动	95℃	5~10 min	1
变性	95℃	10~20 s	40~50
退火延伸	56~64℃	20~60 s	

质量控制

- 功能检测：qPCR 的敏感性、特异性、可重复性。
- 无外源核酸酶活性，无外源内切、外切核酸酶污染。

技术说明

- HS Premix-UNG (Probe qPCR) 采用化学修饰热启动酶，反应体系经过特殊配制，具有高特异性、高灵敏度的特征，适合于多重荧光定量 PCR 反应。
- HS Premix-UNG (Probe qPCR) 热启动时间可采用 5~10 min；由于不同仪器的升降温性能不同，为了保证反应效率，建议根据实际情况进行优化。

货号：M2031

2×HS Premix-UNG (Probe qPCR)

2024V01



3. 对于退火温度较低的引物或超过 200 bp 长片段扩增建议采用三步法。
4. 不同待扩增基因对 dUTP 的利用效率和对 UNG 酶的敏感度不同，因此，如果采用 UNG 体系导致检测灵敏度下降，应对反应体系进行调整优化，如需技术支持请与我公司联系。
5. 扩增前后请使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换；PCR 反应完成后切勿打开反应管，以最大限度地减少 PCR 产物对样品的污染。