

【产品名称】

E.coli 总 RNA 残留检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

【货号】

BP-QN64-100

【包装规格】

100 Reactions/盒

【预期用途】

本试剂盒是用于定量检测各种生物制品的中间品、半成品和成品中残留的 E.coli 总 RNA 的专用试剂盒。

【产品简介】

本试剂盒采用 PCR 荧光探针法，针对 E.coli 基因组的保守序列，设计引物探针，能够定量检测样本中 E.coli 总 RNA。试剂盒含有外源性内标，内标可以与样本一起参与提取扩增，用于监控提取与扩增是否异常，防止假阴性的产生。本试剂盒含有 UDG 酶，用于预防扩增产物的污染。

本试剂盒与珠海横琴宝锐核酸提取或纯化试剂盒 II（磁珠法）、DNA 去除试剂盒配套使用。

【主要成分与含量】

试剂盒组分	规格（100T/盒）
E.coli RNA qPCR MIX1	0.9mL×2 管
E.coli RNA qPCR MIX2	0.2mL×1 管
E.coli RNA 内标*	1.0mL×1 管
E.coli RNA 阴性对照	1.0mL×2 管
E.coli RNA 校准品 ST1	0.5mL×1 管（0.2fg/μL）
E.coli RNA 校准品 ST2	0.5mL×1 管（2fg/μL）
E.coli RNA 校准品 ST3	0.5mL×1 管（20fg/μL）
E.coli RNA 校准品 ST4	0.5mL×1 管（200fg/μL）
E.coli RNA 校准品 ST5	0.5mL×1 管（2pg/μL）
E.coli RNA 校准品 ST6	0.5mL×1 管（20pg/μL）

说明：

不同批号试剂盒中各组分不可以互换。

实验操作中需要但试剂盒中未提供的试剂：核酸提取或纯化试剂盒、DNA 去除试剂盒。

*若不使用试剂盒内标功能，提取时无需添加内标，程序设置时不设置 ROX 通道，结果分析时无需关注 ROX 结果。

*若样品提取时未添加内标，扩增时加内标，则配制 MIX 时每反应液加 1μL 内标，分装 qPCR MIX 时分装 21μL/反应，此时 PCR 总反应体积为 41μL/反应。

【储存条件及有效期】

- 1、置于≤-20℃下避光保存，有效期 24 个月。
- 2、避免反复冻融，反复冻融次数不超过 10 次。
- 3、产品有效期及失效日期见标签。


【适用机型】

包括但不限于以下机型：SLAN-96P、SLAN-96S 全自动医用 PCR 分析系统；ABI7500、ABI QuantStudio™ 5 实时荧光定量 PCR 仪；Roche LightCycler 480 荧光定量 PCR 仪；伯乐 CFX96 定量 PCR 仪。


【待测样本的前处理】

待测样本在使用 E.coli 总 RNA 残留试剂盒做 qPCR 检测前，需要进行 DNA 去除试剂盒处理，以消除 gDNA 对 qPCR 检测的影响。根据样本类型分为以下两种样本处理情况：

情况 1：使用 E.coli 宿主菌进行扩增的质粒 DNA 类样本



情况 2：使用 E.coli 宿主菌进行蛋白等表达产物制备的样品



【检验方法】

从试剂盒中取出 E.coli RNA qPCR MIX1、E.coli RNA qPCR MIX2、E.coli RNA 内标、E.coli RNA 阴性对照、E.coli RNA 校准品 ST1~ST6，置于室温融化，充分震荡混匀后瞬时离心备用。

1. 加样回收质控 ERC 制备

根据需要设置 ERC 中的 E.coli RNA 加样浓度（以制备加 2pg E.coli RNA 量的 ERC 为例），具体操作如下：

- 1) 取 100μL 待测样本加入 1.5mL 干净的离心管中；
- 2) 加入 10μL ST4 后混匀瞬时离心，标记为样本 ERC。样本 ERC 和同批待测样本一起进行前处理，得到的核酸即为样本 ERC 核酸。

*加标量需根据实际情况进行调整，一般建议样品加标量设置为样品 E.coli RNA 实际残留量的 2-10 倍。若样品 E.coli RNA 实际残留量低于本试剂盒的定量限，加标量应设置到定量限范围之内，以保证检测结果的准确性。

2. 阴性质控 NCS 制备

- 1) 取 100μL RNase-free H₂O 加入 1.5mL 干净的离心管中，标记为 NCS；
- 2) 阴性质控 NCS 和同批待测样本一起进行前处理，制备成 NCS 纯化液。

3. 反应液准备

3.1 根据待测标本数，计算所需的 PCR 反应液数，一般建议做 3 个重复/样。

PCR 反应液数=（6 个浓度梯度的标准曲线+1 个无模板对照 NTC+1 个阴性质控 NCS+待测样本+待测样本 ERC）×3。

3.2 根据反应孔数计算本次所需的 qPCR MIX 预混液总量（含有 2 孔的损失量）：

qPCR MIX 预混液=（反应孔数+2）×20 μL

3.3 各试剂置于室温融化，轻微振荡混匀，按下表所示加样：

组分	单孔反应
E.coli RNA qPCR MIX1	18μL
E.coli RNA qPCR MIX2	2μL
总体积	20μL

3.4 各反应孔加样示例：

组分	加样量
标准曲线	20μL E.coli RNA qPCR MIX 预混液+20μL ST1/ST2/ST3/ST4/ST5/ST6
NTC	20μL E.coli RNA qPCR MIX 预混液+20μL 阴性对照
NCS	20μL E.coli RNA qPCR MIX 预混液+20μL NCS 纯化液
待测样本	20μL E.coli RNA qPCR MIX 预混液+20μL 待测样本纯化液
样本 ERC	20μL E.coli RNA qPCR MIX 预混液+20μL 样本 ERC 纯化液

4. 样本核酸提取

操作步骤参照核酸提取或纯化试剂盒说明书，样本量为 100μL，内标添加量为 10μL。

5. 荧光 PCR 反应

5.1 按照 3.4 的方法将核酸加入到 20μL E.coli RNA qPCR MIX 预混液中，盖好反应管盖或者用光学膜封闭 96 孔 PCR 板，混匀后瞬时离心，转移到荧光 PCR 仪器上。

5.2 在荧光 PCR 仪上运行以下程序：

步骤	条件	循环数
UDG 处理	25°C：5 分钟	1
逆转录	50°C：15 分钟	1
预变性	95°C：3 分钟	1
PCR 扩增	95°C：10 秒，60°C（采集荧光）：30 秒	45

荧光通道选择 FAM、ROX，其中 FAM 为 E.coli RNA，ROX 为 E.coli RNA 内标。若仪器为 ABI 系列，参比荧光选择 none。

6. 结果判定

6.1 阈值线设定

阈值线依据仪器噪声情况进行调整，将阈值设置到合适高度。

6.2 内标的判读

对于阴性结果内标 Ct 值应≤30；对于阳性结果，可能会因为竞争抑制，导致阳性结果内标不出值或者出值较差。

6.3 试验成立条件

无模板对照 NTC 的检测结果为其均值不超过 0.1fg/μL，或根据实验室自身验证结果设定具体标准。标准曲线线性相关性 $R^2 > 0.99$ 。

7. 结果分析

7.1 以 SLAN-96P 为例：

- 1) 若需要调整阈值线，在“实验分析”面板的“参数设置”中，将阈值设置到合适高度；
- 2) 在“孔板编辑”面板中，将校准品的“样本类型”一栏设置为标准品，并且在“属性”一栏分别赋值为 20、2、0.2、0.02、0.002、0.0002（含义为每孔加入的 RNA 浓度，单位为 pg/μL），并且在相应的“样本名称”一栏中命名为 ST6、ST5、ST4、ST3、ST2、ST1；
- 3) 在“实验分析”的“标准曲线”面板中，可读取标准曲线的斜率、截距、相关系数、扩增效率；
- 4) 在“实验分析”的“反应孔信息表”面板中，“浓度”一栏可读取检测结果的浓度值，单位为 pg/μL。后续可在检测报告中依据用户需要将单位换算为 fg/μL 或 pg/mL。根据待测样本和样本 ERC 的检测结果计算加样回收率，加样回收率要求在 50%-150%之间。

7.2 以 ABI 公司 7500 qPCR 仪、软件版本 2.4 为例：

- 1) 若需要调整阈值线, 在 Analysis 的 Amplification Plot 面板中, 将 FAM 通道、ROX 通道 Threshold 设置到合适高度, 点击 Analyze;
- 2) 在 Setup 的 Plate Setup 面板中, 将标准曲线孔的 Task 一栏设置为 Standard, 并且在 Quantity 一栏分别赋值为 20、2、0.2、0.02、0.002、0.0002 (含义为每孔加入的 RNA 浓度, 单位为 pg/ μ L), 并且在相应的 Sample 一栏中命名为 ST6、ST5、ST4、ST3、ST2、ST1。将无模板对照 NTC 孔的 Task 一栏设置为 NTC, 将阴性质控 NCS 孔、待测样本孔、样本 ERC 孔的 Task 一栏设置为 Unknown, 并且在相应的 Sample Name 一栏中命名为 NTC、NCS、S、ERC;
- 3) 在 Analysis 的 Standard Curve 面板中, 可读取标准曲线的 Slope、Y-Inter、 R^2 等;
- 4) 在 Analysis 的 View Well Table 面板中, Quantity 一栏可读取检测结果的浓度值, 单位为 pg/ μ L。后续可在检测报告中依据用户需要将单位换算为 fg/ μ L 或 pg/mL。根据待测样本和样本 ERC 的检测结果计算加样回收率, 加样回收率要求在 50%-150%之间。

【注意事项】

- 1、试剂盒应在-20°C以下保存运输。
- 2、实验前请仔细阅读本试剂盒说明书, 严格按照操作步骤执行, 在操作过程中对时间、试剂体积等精确控制可以获得最好的结果。
- 3、核酸提取有关耗材确保洁净、无 DNase/RNase、无 E.coli 核酸残留及相关产物, 提取过程尽量快速, 完成后进入下一步实验或冷冻保存。
- 4、不要使用过期组分或者不同批次组分混合使用。
- 5、冻存试剂使用前应于室温下完全融化, 瞬时离心使液体完全沉于管底。避免反复冻融, 以免影响试剂性能。
- 6、要带新的一次性 PE 手套对反应管封盖, 避免徒手或使用过的手套接触反应管, 检测过程中使用不带荧光物质一次性无粉乳胶手套。
- 7、实验室应严格按照有关规定分区管理, 依照配液区→模板提取区→扩增区→分析区顺序进行基因检测。各区间人员、器材、试剂及空气流向应有严格要求。
- 8、样品、校准品等在使用后及时封盖, 避免组分间及气溶胶等的污染造成假阳性。
- 9、扩增产物禁止开盖, 实验产生的废弃物应及时收集, 远离 PCR 实验室进行无害化处理。
- 10、如果样本中靶标为强阳性时, 由于体系的竞争抑制, 可能会对内标检测造成影响。
- 11、建议使用各仪器新版本的软件进行实验及数据分析。

【免责声明】

在所有情况下, 本公司对此产品所承担的责任仅限于产品价值本身。

【公司信息】

邮箱: marketing@biori.com.cn

网址: www.biori.com

