

支原体清除喷雾剂 说明书

货号：BP-QN288

版本：02 版
本产品仅供研究用
珠海横琴宝锐生物科技有限公司

【产品名称】

支原体清除喷雾剂

【包装规格】

500mL/瓶

【预期用途】

本试剂用于实验室支原体污染的去除和预防，同时也适用于广谱的抗菌消毒。能够有效清除实验台、生物安全柜、超净工作台、二氧化碳培养箱、移液器、液氮罐、门把手等实验室设备及实验室环境的支原体污染。

【产品简介】

支原体清除喷雾剂是一种基于季铵类衍生物，能快速、高效、无毒去除和预防工作区域中支原体污染和具有广谱抗菌消毒作用的即用型喷雾。本产品不含汞、甲醛、苯酚等刺激性物质，无毒并可以生物降解。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。

本品为 1×的工作液，直接使用即可。

【储存条件及有效期】

- 1、试剂盒于室温避光保存，有效期 18 个月。
- 2、产品批号及有效期：见产品外包装。

【操作方法】

- 1、首次使用取下瓶盖更换为喷嘴即可。
- 2、取下喷嘴卡扣，按压喷壶(按压约 2-3 次)，喷洒清除剂于待清洁或消毒的物品表面或实验室环境。
- 3、待其自然风干即可使用。

【注意事项】

- 1、试剂盒应在常温保存运输。
- 2、使用本试剂前请仔细阅读本说明书。
- 3、尽管支原体清除喷雾剂可以根除支原体，但仍可能由于新的细胞带有支原体、去除不彻底、使用试剂污染及环境等因素造成再次污染。建议细胞培养期间，定期使用支原体清除喷雾剂。

【免责声明】

在所有情况下，本公司对此产品所承担的责任仅限于产品价值本身。

【公司信息】

邮箱：marketing@biori.com

网址：www.biori.com

