

产品概述

Tris-Glycine-SDS Running Buffer 常用作蛋白质 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。本缓冲液是 10 倍浓缩液，在使用前只需用去离子水稀释到 1×工作液即可。

试剂组成

Components	BR4C361-01
10×Tris-Glycine-SDS Running Buffer	500 mL

保存条件

10-30℃存储。

注意事项

1. 本产品仅作科研用途，不用于临床诊断。
2. 产品结晶析出属正常现象，40℃水浴溶解即可，使用前应混匀。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。