

产品概述

NC Membrane 即硝酸纤维素膜, 是蛋白和核酸杂交最常用的印迹膜。NC 膜具有亲水性, 无需在甲醇、乙醇中活化, 仅需在转移在水中简单润湿。其均匀的孔隙结构能够结合生物分子, 主要用于免疫印迹 (Western blot), 可以将蛋白质从各种凝胶基质转移到膜上, 本品 0.45 μ m NC 膜对于分子量大于 20 kDa 的蛋白质吸附率更高。

试剂组成

Components	BR4D413
0.45 μ m NC Membrane(90 mm $\times$ 70 mm)	90 mm $\times$ 70 mm $\times$ 20 片

保存条件

16-30 $^{\circ}$ C存储。

注意事项

1. 本产品仅作科研用途, 不用于临床诊断。
2. NC 膜具有亲水性, 无需在甲醇、乙醇中活化, 仅需在转移在水中简单润湿。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。